

ACTIOMEDIC® СТЕРИЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ГЛАЗ

Артикул: 15011940



Технические детали

Стерильный глазной раствор 250 мл(фосфат 4.9 %)

Химические вещества и их виды (кислоты, каустика,щелочи,едкие газы)

При попадении кислот после использования 250 мл стерильного фосфатного раствора рекомендуется промыть глаза 500 мл стерильным раствором.

Промывать глаза в течении двух минут.

Можно использовать для химических ожогов, образующихся на коже путем контактирования химических средств.

Специально разработанная пропиленовая крышка, удобно подходящая для глаз.

Производится в Европе.



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr